

LEINOS 680

Crépis méditerranéen au rouleau

Application: En intérieur. Pour réaliser facilement des surfaces structurées sur des supports minéraux et dans la construction sèche. Très bon support pour une technique de lasure ultérieure.

Caractéristiques Techniques: Facile à appliquer, bon pouvoir garnissant. Perméable à la vapeur d'eau selon DIN/EN ISO 7783-2 classe 1. Pouvoir couvrant classe 2.

Couleur: Blanc naturel, mat. Peut être teinté individuellement avec les concentrés de pigments LEINOS 668.

Ingrédients: Eau, craie, dioxyde de titane, émulsifiant végétal, acide polyaspartique, polymérisat d'ester d'amidon, cellulose, talc, kaolin, méthylcellulose, isothiazolinone.

Tailles de Conditionnement: 2,5 l / 10 l

Support et Préparation: Le support doit être chimiquement neutre, sec, solide, propre, exempt de graisse et de poussière et sans substances pénétrantes. Les supports très absorbants, instables et les enduits sablonneux doivent éventuellement être apprêtés avec LEINOS Enduit de fond 620.

Traitement: Au pinceau, au rouleau. Température ambiante et de surface supérieure à 15 °C.

Temps de Séchage: Environ 16-24 heures. Sec à cœur et résistant aux charges après environ 1 semaine. Ce système nécessite une quantité suffisante d'oxygène dans l'air pour le séchage. Veiller donc à une bonne aération, par exemple avec un ventilateur si l'air est stagnant, afin d'éviter la formation d'odeurs.

Consommation: Env. 200-300 ml/m² par application, peut varier en fonction de l'absorption du support.

Diluants et Produits de Nettoyage: Peut être dilué à l'eau. Le produit est prêt à l'emploi. Nettoyage des outils à l'eau en ajoutant du Savon végétal LEINOS 930.

Stockage et Durée de Conservation: En emballage d'origine, stable pendant environ 12 mois. Conserver dans un endroit frais, sec et fermé. Protéger du gel ! Utiliser les emballages entamés dans les 2 jours.

Remarques Particulières: Teneur en COV : 1 g/l, valeur limite UE : 30 g/l (cat. a). EAK : 08 01 20 / GISCODE : M-DF 01

Mentions de danger: Contiens 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, masse de réaction de: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3 :1). Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Conseils de prudence: Tenir hors de portée des enfants. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/récipient dans une installation de recyclage ou d'élimination des déchets agréée. Hotline allergie: +49 4163 / 867 47-0

Pour obtenir des résultats optimaux, veuillez consulter les Fiches Techniques de tous les produits utilisés. Les informations fournies sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et expériences.



LEINOS 680

Crépis méditerranéen au rouleau

Elles ne constituent cependant pas une garantie des propriétés du produit et ne créent pas de relation contractuelle. Avec la publication de cette Fiche Technique, toutes les informations précédentes perdent leur validité. État au: 25. März 2026